



PENGUJIAN

RESIDU ANTIBIOTIK GOLONGAN TETRASIKLIN

METODE PENGUJIAN:

Metode pengujian residu antibiotik dengan menggunakan HPLC (PDA Detector)

SAMPEL DIBUTUHKAN:

Produk asal hewan (Susu dan Daging) Berat minimal 100 gr

SYARAT PENGIRIMAN SAMPEL:

Sampel daging harus dalam keadaan beku, sampel susu segar dalam keadaan beku (bubuk)

SAMPEL YANG DITOLAK:

-  Sampel tidak disimpan dalam keadaan beku selama pengiriman
-  Berat atau volume sampel tidak sesuai

WAKTU PENGUJIAN:

7 - 14 hari kerja



BIAYA PENGUJIAN:

Rp. 700.000,-/ sampel

