

PENGUJIAN RESIDU ANTIBIOTIK GOLONGAN TETRASIKLIN

METODE PENGUJIAN :
**Residu antibiotik dengan
menggunakan HPLC (PDA Detector)**

SAMPEL YANG DIBUTUHKAN:
**Produk asal hewan (susu dan
daging)**

SYARAT PENGIRIMAN SAMPEL:
**Berat minimal 100 gr sampel
daging harus dalam keadaan beku,
sampel susu segar dalam keadaan
beku (bubuk)**

WAKTU PENGUJIAN:
7 - 14 hari kerja

BIAYA PENGUJIAN:
Rp 700.000,-/sampel

