



# PENGUJIAN Isolasi virus

## METODE PENGUJIAN:

Isolasi virus AI, ND dan virus unggas lain menggunakan TAB

## SAMPEL DIBUTUHKAN:

Cairan alantois, suspensi organ, swab kloaka, karkas daging unggas/sampel lainnya yang diduga terdapat virus

## SYARAT PENGIRIMAN SAMPEL:

Cotton Swab/organ disimpan dalam tube berisi media transport (VTM) minimal 1-2 ml, untuk suspensi organ min 100 mg. disimpan didalam kondisi dingin-cairan alantois dalam cryogenic tube yang ditutup rapat dengan parafilm berisi minimal 1-2 ml dalam kondisi dingin



## SAMPEL YANG DITOLAK:

- 👉 Sampel tidak dalam kondisi rantai dingin ketika diterima di laboratorium
- 👉 Sampel (cotton swab/organ) dalam

## WAKTU PENGUJIAN:

7-14 hari (tergantung jenis virus)

**BIAYA PENGUJIAN:**  
Rp. 750.000/sampel



Layanan Diagnostik  
+62-813-8130-9444

