

PENGUJIAN SALMONELLA

Isolasi dan Identifikasi Salmonella sp.

METODE PENGUJIAN:

Isolasi dan Identifikasi Salmonella sp.

SAMPEL YANG DIBUTUHKAN:
susu (susu segar, susu bubuk), daging (sapi dan ayam), telur, makanan dan minuman olahan asal ternak (keju,rolade,es krim, nugget, bakso, yogurt, sosis), feses dari hewan (sapi dan ayam), organ hewan (usus, hati, limpa, jantung)

SYARAT PENGIRIMAN SAMPEL:
sampel disimpan pada wadah kedap udara dan pada suhu dingin

WAKTU PENGUJIAN:
10-14 Hari Kerja

BIAYA PENGUJIAN:
Rp. 400.000/sampel

