

SNI 7424:2024

Metode uji tapis (screening test) residu antibiotik menggunakan bioassay pada daging, jeroan, telur, dan susu.



RUANG LINGKUP

Standar ini menetapkan metode uji tapis (screening test) residu antibiotik menggunakan bioassay pada daging, jeroan, telur, dan susu. Telur hanya mencakup telur mentah yang berasal dari unggas untuk konsumsi. Susu mencakup susu mentah (raw milk), susu cair plain, dan susu bubuk.

Standar ini berlaku untuk pengujian residu antibiotik golongan beta laktam, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, sulfonamida, dan kuinolon.

SNI dapat diakses melalui: <https://pesta.bsn.go.id/>